

安谱针式滤器降价通知

安谱针式滤器长期以来受到全国客户的欢迎, 包括国家质检部门、出入境检验检疫局、第三方检测机构、国内外著名医药公司等等都一直长期使用我们的产品。

为了答谢广大客户, 从2010年7月19日开始, 安谱公司针对四款常用滤头进行让利大行动!

报价

直接降为 原价的 6折 - 7折,

还可以 再打折!



更新包装 更新工艺 更好过滤效果! ★ 现有各种类型的滤器样品供客户试用, 欢迎索取。

水相 —— 用于水溶液样品过滤

采用改良型聚醚砜 (PES) 的微孔滤膜, 具有高流速、低溶出物、良好强度的特点, 是专为生化、食品检验、制药以及除菌过滤装置而设计。

其主要特点: 高流率, 高通量, 高强度, 不添加其他润湿剂, 低蛋白吸附及高药物相容性。

货号	产品描述	原报价(¥)	现报价(¥)
SCAA-101	水相针式滤器, 13mm×0.45µm, 100只/包, 蓝色	150	100
SCAA-102	水相针式滤器, 13mm×0.22µm, 100只/包, 黄色	150	100

有机相 —— 用于有机溶液样品过滤

采用增强型尼龙 (Nylon) 微孔滤膜, 为高分子聚合物在特殊工艺条件下制成的一种耐有机溶剂的筛网型精密滤材。其材质强度高, 可以在液相、气相中分离、净化, 富集微粒、异物、飘尘和气溶胶, 广泛应用于食品、医药卫生、生物化学、微电子工业、环境保护等行业。

货号	产品描述	原报价(¥)	现报价(¥)
SCAA-103	有机相针式滤器, 13mm×0.45µm, 100只/包, 白色	170	100
SCAA-104	有机相针式滤器, 13mm×0.22µm, 100只/包, 绿色	170	100

无针注射器

一次性无针注射器为聚丙烯 (PP) 材质, 有机溶剂耐受性好, 用于样品前处理、进样等而不添加医用凡士林, 可替代带黑色橡胶推杆的注射器, 杜绝了对样品的污染。

货号	产品描述	报价(¥)
QBAA-002012	2ml无针注射器, 100只/包	90
QBAA-002013	5ml无针注射器, 100只/包	90

