



英国艾德姆PMB水份分析仪优惠促销

PMB系列水分分析仪自2010年全面上市起，不断接到用户的产品咨询以及良好反馈信息，对产品的稳定性以及良好的扩展性、高性价比都作出了肯定，在此，为了新产品PMB能够得到更多客户的认识和肯定，自6月起，我公司将针对艾德姆PMB系列水分分析仪进行为期一个月的让利促销！

优惠促销销售价格 **65折**

活动时间：2010.6.1至2010.6.30

PMB 53 PMB 202

原价: ~~12800.00~~ ~~10800.00~~

现价: **8320.00** **7020.00**

技术规格

| 型号 | PMB 53 | PMB 202 |
|--------------|--|--------------------------|
| 量程 | 50g | 200g |
| 精度 | 0.001g/0.01% | 0.01g/0.05% |
| 重复性误差(S.D.)* | 0.005g / 0.05% (10g 样品) | 0.02g / 0.2% (10g 样品) |
| 秤盘尺寸 | 90mm ø | |
| 加热范围 | 50°C -160°C (间隔1°C) | |
| 检测时间 | 最长至99分钟 | |
| 时间操作 | 手动停止, 自动停止, 时间设定, 时间设定/自动 | |
| 称量单位 | g (grams), 液体%, 固体%, ATRO % M (percent moisture / dry bases) ATRO % S (percent solids / dry bases) | |
| 显示语言 | 英语, 德语, 法语, 西班牙语 | |
| 稳定时间 | 2-3秒 | |
| 接口 | USB Host, USB I/O, RS-232 | |
| 内置存储器 | 存储99种检测结果 49种检测模式 | |
| 外置存储器 | 外接USB能够存储检测模式和检测结果 | |
| 校准 | 外部校准 | |
| 加热源 | 400W卤素灯加热 | |
| 加热模式 | 斜坡式, 阶梯式, 标准 | |
| 显示屏 | LCD背光大显示屏, 附带量程跟踪指示 | |
| 电源 | 110v / 220v 50/60hz | |
| 操作温度 | 32° -104°F / 0° - 40°C | |
| 整体尺寸(LxWxH) | 360 x 250 x 185mm | |
| 净重 | 6kg | |



USB, RS-232
接口, 安全锁
孔, 电源接口



卤素灯加热源配备
超大圆形加热室加
热样品更快速均匀



按照人体工程学设计的
双侧手柄

秤盘手柄设计使
样品更换更简
便有效



背光液晶显示屏能同时显示
称量所有信息。检测结果一
目了然

彩色按键设计

65折! 厂家3年保修

PMB 独特性能

功能导航和直观按键设计使得天平操作更简单：用户能快速进入主菜单并根据提示对其进行操作。同时用户还能设置特殊管理权限，管理员能够设置所有操作或者特定操作的使用权限，防止其他用户更改设定值。多种数据接口让您在数据传输上有更宽泛的选择：PMB同时标配USB和RS232两种接口。此外USB闪存系统设置能够自动存储每一个测量结果。为不同的样品提供不同的测量模式：用户可自行设置检测模式并将其存储。在测量不同样品时只需轻触按键即可更改测量模式。

我公司另代理Troemner公司标准砝码

Troemner公司是制造标准砝码的专业公司

Troemner公司，自1838年起开始提供各种标准砝码。今日的Troemner是一家通过ISO9001且在标准砝码领域具有国际领先水平的公司。其制造的砝码已达到甚至超过如下标准：NIST（美国国家标准技术研究院）、ASTM（美国材料与试验协会）、OIML（国际法制计量组织）以及ISO17025标准。

Troemner实验室拥有多项校准资质，可提供权威认证证书NVLAPI以及UKAS。

Troemner公司可提供的砝码：

任何规格 — 50mg—2000kg

任何单位 — 公制、常衡制、金衡制盎司、格令(英美制最小重量单位, 0.0648g)、本尼威特(英美金衡, 合1.555g)、克拉、其他甚至用户自定义单位等

任何公差 — 涵盖ANSI/ASTM(美国机械工程师协会/美国材料与试验协会)、NIST(美国国家标准技术研究院)、OIML(国际法制计量组织)、F类(商业)或其他公差，用户定制也可

任何材质 — 不锈钢、黄铜、铝、镍铬合金、铸铁、钢、金、银、钛等

任何形状 — 开槽形、圆柱体、圆锥体、板形、片形、圈(环形)、骑形、条(棒)形、立方体等



| 配件 | 价格 |
|-------------------------|-----------|
| No. 8023 - 艾德姆打印机 | ¥3,200.00 |
| No. 3584 - 热敏打印纸 | ¥120.00 |
| No. 8030 - 安全锁 | ¥110.00 |
| No. 8003 - 防尘罩 | ¥80.00 |
| No. 9061 - 艾德姆数据采集软件 | ¥525.00 |
| No. 7996 - 样品铝盘 (250份装) | ¥975.00 |
| No. 9028 - RS-232数据线 | ¥120.00 |

